

# Julvip Dent

Importador Exclusivo 

## // Familia Thera //

**BISCO** Líder En Materiales Bioactivos





# All - Bond Universal

ADHESIVO DENTAL



**1 Compatible**      **2 Versátil**      **3 Durable**      **4 Una Botella**      **5 Óptima**

**1 Compatible:** Compatible con todos los materiales compuestos de cemento y resina de curado ligero y doble curado para todos los procedimientos directos e indirectos.

**2 Versátil:** Su química ofrece la flexibilidad de grabado total, propio o selectivo.

**3 Durable:** Ofrece altas fuerzas de unión a todos los sustratos indirectos, incluidos: metal, cerámica de vidrio, zirconia, alúmina, porcelana (a base de silicato) y disilicato de litio.

**4 Una Botella:** No se requiere activador adicional.

**5 Óptima:** Bajo espesor de película (menos de 10 micras) y prácticamente sin sensibilidad postoperatoria sin sacrificar el rendimiento clínico.

	<b>ALL-BOND UNIVERSAL BISCO</b>	<b>SCOTCHBOND UNIVERSAL 3M- ESPE</b>	<b>OPTIBOND XTR KERR</b>	<b>PRIME BOND ELECT DENTSPLY CAULK</b>	<b>CLAREFIL UNIVERSAL BOND KURARAY</b>
Grabado total y autograbadador	4	4	4 Autograbadador	4	4
Restauraciones Directas	4	4	4	4	4
Restauraciones Indirectas	4	4 *	4	4 <sup>s</sup>	4
Compatible con materiales de autocurado, doble y fotocurado	4	7 *	4	7 <sup>s</sup>	7 <sup>n</sup>
Botella Individual	4	4 *	7 **	4 <sup>s</sup>	4 <sup>n</sup>
No requiere Activador	4	7 *	4	4 <sup>s</sup>	7 <sup>n</sup>
Precio por Aplicación	\$	\$\$\$ <sup>t</sup>	\$\$	\$\$\$ <sup>t</sup>	\$\$

**DATOS COMPILADOS DE LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE RESPECTIVO.**  
Las marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

- \* Requiere Scotchbond Universal DCA (activador de curado dual).
- \*\* Optibond XTR es un sistema de 2 botellas que requiere una imprimación y adhesivo.
- \* Se requiere un activador de curado doble para materiales autocurados. Se vende por separado.
- sn Clearfil Universal Bond requiere un activador de doble curado.
- t El precio por aplicación incluye el costo del activador.

**Presentación Comercial:**  
Frasco 6 ml. • Ref. B-7202P



# TheraCem™

Cemento de resina autoadhesivo y PH alcalino

¡EL FUTURO ESTÁ AQUÍ!  
"CEMENTO DE PRÓXIMA GENERACIÓN"




**TheraCem** Es un cemento de resina autopolimerizable, autoadhesivo y de curado dual, que está exclusivamente formulado para la cementación de coronas, puentes, incrustaciones, Onlays y postes (postes prefabricados de metal y no metal / fibra, así como postes colados). TheraCem es una pasta con fluoruro y cemento lubricante que libera calcio, no requiere grabado, imprimación y no unión a las superficies preparadas, generando PH alcalino gracias a la molécula **MDP** y alta adhesión al zirconio y alúmina con partículas de una micra. El cemento está disponible en un tono natural. Es radiopaco, permitiendo una fácil identificación en las radiografías y contiene silicato de calcio modificado con resina.

## 1 TheraCem para cementar lo siguiente:

- Coronas de metal, puentes, inlays, onlays (incluye metal porcelano)
- Porcelana, coronas de cerámica (incluye alúmina, zirconio y coronas en di silicato de litio)
- Postes de metal y fibra de vidrio.
- Aparatos de ortodoncia (**Brackets, bandas**)
- Coronas en cerámica feldespática

## Presentación Comercial: ●Ref. D-46311P

- 1 Jeringa dual 8 gr.
- 15 puntas de mezcla
- 15 puntas intraorales
- Manual de instrucciones



# ¡Próxima generación de Cementos!

La entrega de una fuerte unión a zirconia y la mayoría de los sustratos, además de fácil limpieza y alta radiopacidad,



## Thera Cem™

Cemento de resina autoadhesivo y PH alcalino

ofrece a los médicos una cementación sin esfuerzo, fiable y duradera de las restauraciones indirectas.

### EL calcio y liberación de flúor

1

■ liberación de iones continuo

### PH Alcalino

2

■ Las transiciones de ácido a alcalino pH en minutos

### Limpieza fácil

3

■ Específicamente formulado para permitir la retirada rápida y fácil del cemento.

### Alto grado de conversión

4

■ Garantiza una resistencia física superior

### Altamente radiopaco

5

■ Fácil de identificar en las radiografías para el diagnóstico rápido y eficaz.

### Fácil de Usar

6


■ Auto-mix, de doble jeringa proporciona una mezcla consistente para entrega inmediata

### Alta fuerza de adhesión en Zirconia


7

■ Proporciona una fuerte unión a zirconia y a la mayoría de los sustratos sin cebado o grabado requerido.

TheraCem Liberación continua de fluoruro y calcio




"La próxima generación de fuerza!"



NOTA: disilicato de litio fue grabado con imprimación se aplicó HF y porcelana. Titanio, acero inoxidable, y zirconia se chorro de arena. método jig Ultradent.

Resistencia al cizallamiento de Zirconia



NOTA: Zirconia fue con chorro de arena. método jig Ultradent.



Datos suministrados por BISCO, Inc.



Cra 126 N° 70h - 16



+601-613 9556



313 3500145



www.julvipedent.com

# TheraCal™ LC



Protector / revestimiento de pulpa de silicato de calcio modificado con resina.


• Ref. H-3301P



Liberación de calcio

libera 213 µg/cm<sup>2</sup> de calcio en 24 horas.

Silicato de Calcio modificado con **Resina Apatita** fluida al alcance de tus manos.



**TheraCal** Es un silicato de calcio modificado con resina, foto curable, el cual se desempeña como barrera y protector del complejo dentino -pulpal. Está indicado como recubrimiento pulpar directo e indirecto y como una base o liner protector debajo de los materiales restauradores, incluyendo resinas, amalgamas y cementsos. Su formulación consta de partículas de vidrio de silicato tricálcico dentro de un monómero hidrofílico que estimula la formación de hidroxiapatita regenerando hasta 1 milímetro de dentina a través de la liberación de calcio y un pH alcalino.



Presentación Comercial:  
Paq. 2 Jer. X 1 gr. • Ref. H-3301P  
Paq 4 Jer. X 1 gr. • Ref. H-33014P



# TheraBase

BASE AND LINER. THE THERA WAY.

**TheraBase** es una base / revestimiento autoadhesivo de curado dual que libera calcio y fluoruro. Utilizando la tecnología **THERA**, **TheraBase** se adhiere químicamente a la estructura del diente, libera y recarga iones de calcio y fluoruro. La liberación de calcio de TheraBase genera un pH alcalino que favorece la vitalidad de la pulpa.<sup>2</sup>  
Es un material de curado dual, que polimerizará incluso en restauraciones profundas donde la luz no puede llegar.



### Presentación Comercial:

Jeringa 8 gr. • Ref. H-35001P dual



#### Libera calcio y fluoruro

Liberación continua de iones de calcio y fluoruro.



#### Autoadhesivo

No se requieren agentes de fianza: ahorra tiempo y dinero.



#### Alta resistencia a la flexión

Más fuerte y más resistente a las fracturas.



#### Alta resistencia a la compresión

Absorbe el impacto y el estrés de las fuerzas oclusales sin fracturarse.



#### Contiene MDP

Contiene el monómero promotor de la adhesión MDP, asegurando una unión confiable y óptima a la dentina.<sup>3</sup>



#### Fácil de usar.

Mezcla automática, jeringa doble que proporciona una mezcla uniforme para una entrega inmediata con un desperdicio mínimo o nulo de material.



#### Curado dual

El material se cura completamente incluso en restauraciones profundas donde la luz no puede llegar.



#### pH alcalino

Genera un pH alcalino (pH = 11 \*) en minutos, que promueve la vitalidad de la pulpa.<sup>2</sup>



#### Alto grado de conversión

Garantiza una propiedad física mejorada.



## PULPOTOMÍAS DE OTRA MANERA

# TheraCal PT®

Tratamiento de Pulpotomía, Silicato y Calcio Modificado con Resina De Curado Dual.

**TheraCal PT** es un silicato de calcio modificado con resina, biocompatible, de curado dual que se utiliza para tratar la dentina expuesta. TheraCal PT mantiene la vitalidad de los dientes actuando como barrera y protector del complejo de la pulpa dental.

Las propiedades de liberación de calcio de **TheraCal PT** y su capacidad para generar una sustancia alcalina.

El **pH** permite su uso en preparaciones de cavidades profundas.

La capacidad de curado dual permite la colocación inmediata del material de restauración.



**Tiempo de trabajo:**  
45 segundos a 35 °c (mínimo)



**Ajuste de tiempo:**  
5 minutos a 35 °c (máximo)



**Menos de tiempo:**  
Restaurar en 1 visita al consultorio



### Presentación Comercial:

Jeringa 4 gr. • Ref. H-34110P



Cra 126 N° 70h - 16



+601-613 9556



313 3500145





www.julvipdent.com


- Gel diseñado para la limpieza no abrasiva de las superficies de unión de zirconio (y otras restauraciones protésicas), después de la prueba intraoral.
- **ZirClean** ayuda a lograr resultados confiables de cementación adhesiva al eliminar la contaminación por fosfato del zirconio, así como las superficies de restauración de cerámica y metal que ocurren durante la prueba
- El uso de **ZirClean** ayudará a lograr resultados de cementación confiables con restauraciones de Zirconio después de la prueba intraoral
- Los contaminantes como la saliva se pueden eliminar para ayudar a lograr una mejor fuerza de unión después de la prueba



Presentación Comercial:  
Jeringa 5 gr. • Ref. B-7351P



Contaminación por saliva



Método tradicional

ZirClean

## Z-PRIME™ plus+

Zirconia - Alumina - Metal Primer

**Z-PRIME** Plus agente de imprimación utilizado para mejorar la adhesión entre materiales restauradores indirectos y cementos de resina compuesta, puede utilizarse como tratamiento de superficie de cerámicas de óxido metálico como el zirconio y la alúmina, así como otros tipos de metales/aleaciones, composites y postes endodónticos, proporciona una alta resistencia de adherencia en cualquier tipo de curado.



### Presentación Comercial:

- 1 Frasco de 2 ml. • Ref. B-6002P
- 1 Frasco de 4 ml. • Ref. B-6001P





# Kit-Choice<sup>TM</sup> 2

CEMENTO PARA CARILLAS



**Choice 2** es un cemento foto polimerizable diseñado específicamente para la cementación de carillas de porcelana y compuestas. La opción 2 exhibe estabilidad de color, que es un factor crítico en la cementación de carillas estéticas.

Se dispone de una gama de tonos VITA<sup>®</sup> \*, así como colores cromáticos, que permiten la flexibilidad para lograr una alta estética. Las pastas de prueba correspondientes (se venden por separado) están disponibles para confirmación de sombra antes de la cementación final.

### Presentación Comercial: • Ref. C-39010K

- 2 jeringas CHOICE 2 de tono: **Translucent** 4.5 gr. (c/u)
- 1 jeringa CHOICE 2 de tono: **A2** 4.5 gr.
- 1 jeringa CHOICE 2 de tono: **Milky Bright** 4.5 gr.
- 1 jeringa **Uni-etcht c/BAC** 5 gr.
- 1 jeringa de **grabador de porcelana** de 9.5% (5 g)
- 1 frasco de cada una de las Partes **A y B de Bis-Silane** 6 ml. c/u)
- 1 frasco de cada una de las partes **A y B de All-bond 3** 6 ml. c/u)
- 1 frasco de resina adhesiva para porcelana 6 ml. **Accesorios, Instructivo/MSDS**



# BisCem<sup>TM</sup> Curado dual

Cemento de resina autoadhesivo y autograbador  
5ta Generación - partículas de una micra.

**BisCem** es un cemento resinoso autoadhesivo, y de curado dual que ha sido formulado exclusivamente para la cementación de coronas, puentes, inlays, onlays y postes (postes metálicos prefabricados y no metálicos / de fibra, así como postes colados, liberador de flúor que no requiere grabación, acondicionamiento ni la adhesión de las superficies preparadas. Es fácil de usar, solo requiere una adherencia a la mayoría de los materiales dentales. El cemento se encuentra disponible en color translúcido.



- Radiopaco, lo que permite su fácil identificación en las radiografías.
- Optimo espesor de película que garantiza adecuado sellado.
- Para mayor adhesión en zirconia y alúmina se recomienda, complementar con un imprimante como es **Z PRIME**.



### Presentación Comercial:

1 Jeridual dual de 8 gr. + 12 puntasAutomezcla. • Ref. D-45011P

# Porcelain Etch 9.5

GEL GRABADOR

- **Porcelain Etchant** es un gel de ácido fluorhídrico tamponado **BISCO** mejora la unión adhesiva entre la porcelana y el cemento al aumentar la superficie de la porcelana a pegar.
- El efecto es similar al del chorro de arena, pero es más controlado y efectivo.
- **Porcelain Etchant** asperja microscópicamente la porcelana feldespática o la superficie de vidrio.
- **Porcelain Etchant** esta disponible en 1 concentración: **9,5% (Gel de ácido fluorhídrico).**



### Presentación Comercial:

Jeringa 5 gr. ● Ref. E-5707P  
y 25 puntas

# BIS-SILANO<sup>TM</sup> PARTE 2

Imprimador de porcelan



**BIS-SILANO Parte 2** Es un agente de acoplamiento de silano de dos componentes que se utiliza para mejorar la adherencia entre porcelana y resinas compuestas. Según la experiencia clínica, se señaló que el silano, tal como se envasa en los sistemas de una botella, tiende a polimerizar a medida que se acerca al final de su vida útil.

### Presentación Comercial:

2 Frascos de 6 ml-(A&B) ● Ref. B-3210P

# IntraOral RepairKit<sup>TM</sup>

Restauraciones de metal fundido o zirconia / alúmina

**EL KIT DE REPARACIÓN INTRAORAL** Proporciona todos los materiales necesarios para reparar el material roto o dañado. restauraciones intraoralmente. Una vez que el sitio de la operación está preparado adecuadamente, se puede lograr una reparación estética y duradera utilizando un material compuesto de resina. El kit de reparación intraoral es una opción rentable como solución reconstituyente práctica.

- 1 botella de imprimación para porcelana 3 ml.
- 1 jeringa al 9,5%
- Grabador de porcelana 5g.
- 1 gel de barrera de jeringa 5g.
- 1 botella de Z-PRIME<sup>TM</sup> Plus 2 ml.
- 1 botella de porcelana
- Resina adhesiva 6 ml.
- 1 botella de catalizador opaquer 3 ml.
- 1 Botella Opaquer Base Universal 3ml.
- Accesorios,
- Instrucciones/ MSDS



● Ref. B-22300K

# MODELING RESIN<sup>TM</sup> Light- Cured



**Presentación Comercial:**  
2 Jeringas 1,5 gr. ● Ref. G-9316P

**MODELING RESIN:** Agente esculpido y humectante para composite, la resina de modelado es una resina microrellenada de baja viscosidad y curable por luz (**30% en peso**) diseñada para su uso como resina para esculpir compuesta. Al humedecer su instrumento con resina de modelado, puede facilitar la colocación y el esculpido de todas las restauraciones directas de composite sin las preocupaciones de que el composite se adhiera al instrumento. A diferencia de los adhesivos, Modeling Resin no contiene solventes y no contiene **HEMA**, por lo que mejorará la colocación del composite sin debilitar la restauración.



# Duo-Link Universal

CEMENTO DE RESINA

TM



Cemento adhesivo de Resina especialmente formulado para **TODAS** las restauraciones indirectas, excepto para carillas.

- ★ Universal: Para todos los procedimientos de cementación
- ★ Fácil retiro de excedentes
- ★ Altamente radiopaco
- ★ Alto grado de conversión
- ★ Práctica y fácil aplicación con jeringa dual
- ★ Autograbador, curado dual
- ★ Con zirconia y alumina se requiere imprimante Z-PRIME



Presentación Comercial:  
Jeringa 8 gr. • Ref. A-19030P



## SELECT HV ETCH

35% grabador de ácido fosfórico cloruro de benzalconio

**SELECT HV ETCH** es un grabado de ácido fosfórico de alta viscosidad al 35%. Es Adhesivo, compuesto y selladores. **SELECT HV ETCH** está especialmente formulado para un trabajo y manejo máximo, un rendimiento de colocación puntual y eliminando el roce sobre la superficie oclusal de la dentina.

- Alta viscosidad, ideal para grabado de esmalte.
- Tixotrópico
- Azul en color para una fácil visualización y contraste.
- Se lava fácilmente sin dejar residuos.
- Dispensación de jeringas a granel



Grabador de ácido fosfórico cloruro de benzalconio.

Presentación Comercial:  
Jeringa 5 gr. • Ref. E-59110P

## ALL-BOND UNIVERSAL

### UNIDOSIS

**ALL-BOND UNIVERSAL** es un agente de unión dental polimerizado y de un solo componente, que combina grabado, imprimación y unión en un sola dosis.

Mayor Adhesión, imprimación y unión.



Presentación Comercial:  
Caja X100 und • Ref. B-73100K



Cra 126 N° 70h - 16



+601-613 9556



313 3500145



www.julvipedent.com

# INSPIRING

WITH KETTENBACH DENTAL



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent



**2en1**  
**MATERIALES**

- Material
- Costos
- + Tiempo de adhesión

## VISALYS<sup>®</sup> CEMCORE<sup>®</sup>

● Ref. 13780 - A1




**Visalys<sup>®</sup> CemCore** es usado en cementación adhesiva de doble curado y material de acumulación de núcleo. La exclusiva fórmula Technology - Active - Connect (ACT) proporciona una optimización al adhesivo y al mismo tiempo **Visalys<sup>®</sup> CemCore** es excelentemente estable y excepcional gracias a su composición, incluso sin plantilla.



# VISALYS<sup>®</sup> TEMP

• Ref. 13780 - A1 • Ref. 13781 - A2 • Ref. 13782 - A3



**Visalys<sup>®</sup> Temp** Material para coronas y puentes provisionales a base de un composite acrílico multifuncional. Apropiado para la fabricación de coronas, coronas periféricas, parciales, puentes, inlays, onlays y veneers temporales.

Gracias a sus excelentes propiedades mecánicas las prótesis temporales elaboradas con Visalys Temp son extraordinariamente estables y resistentes a la fractura, por lo que también son ideales para su uso en prótesis.

## Presentación Comercial:

**1 cartucho x 50 ml. +15 puntas mezcladoras.**



Cementación y reconstrucción de muñones.

# VISALYS<sup>®</sup> CORE

• Ref. 13866 - White 1 jr. • Ref. 13860 - White 2 jr.  
• Ref. 13865 - Dentin 1 jr. • Ref. 13861 - Dentin 2 jr.



Es un material de doble curado y radiopaco que contiene flúor para la reconstrucción de núcleos y cementación de los postes de raíz con la tecnología. (ACT) proporciona una unión adhesiva confiable incluso con adhesivos fotopolimerizables de un solo paso.

**Visalys<sup>®</sup> Core** Se adhiere excepcionalmente bien a un bloque o de bloque en bloque en múltiples adhesivos de curado por luz o de curado dual - todavía puede usar su adhesivo preferido.

Son resistentes a la compresión estable, formando un monobloque pero ayudando a la reconstrucción de muñones.



## Beneficios para el dentista:

- Technology - Active - Connect (ACT) Fuerza de adhesión superior
- ¡Sin un activador adicional!
- Un material, dos aplicaciones: Acumulación de núcleo y cementación de raíz
- Excelente estabilidad posicional y buena fluidez
- Doble curado: ahorra tiempo gracias al foto curado opcional,
- Altamente estable debido a su muy buena resistencia a la compresión
- Aplicación mínima





# FUTAR<sup>®</sup> D

Registro de Mordida

- Ref. 11939- x1 cartucho
- Ref. 11932- x 2 cartucho



**Futar<sup>®</sup> D** Es un material de registro de mordida, con una dureza final extremadamente alta (43 Shore D) que posee propiedades elastómericas, de fácil manejo, ajuste rápido a base de polivinilsiloxano. (silicona de adición)



**Presentación Comercial:**

- Caja x 1 cartucho de 50 ml
- Caja x 2 cartuchos de 50 ml c/u
- + 8 puntas mezcladoras



# FUTAR<sup>®</sup> CLEAR Registro de Mordida

- Ref. 11920 - x1 cartucho
- Ref. 11928- x 2 cartucho

**Futar<sup>®</sup>** Se aplica con jeringa, es un material elastomérico para sistema de registro de mordida, polimerizado por adición al base de vinilo polisiloxano con alta dureza final para registro de relación oclusal. El Futar puede ser fácilmente cortado con el uso de un bisturí generando alta impresión en los procesos, fácil manejo, ideal para matrices y temporalizaciones.

**Presentación Comercial:**

- 1 x cartucho de 50 ml
- 2 x cartuchos de 50 ml
- 6 cánulas mezcladoras



# MUCOPREM<sup>®</sup> SOFT

Rebase blando

- Ref. 14203 - Adhesivo 10 ml.
- Ref. 15687 - 2 cartuchos 50 ml.
- Ref. 28105 - Kit Basic S.

**Mucoprem Soft<sup>®</sup>** Es un es un material de rebase permanente, suave que sirve en procedimientos de prótesis removibles, prótesis transicionales y simulación de encía a base de polivinilsiloxano.

- Su aplicación directa e indirecta promete un recorte fácil y una unión duradera a la base de la dentadura. Es idóneo para los revestimientos directos e indirecto.

La elasticidad permanente garantiza una gran comodidad intraoral al cubrir las áreas críticas de mucosa bucal.

Caja x 2 cartuchos de 50 ml c/u  
Se vende por separado



**Presentación Comercial:**

- 50 ml de Mucopren Soft
- 50 ml de silicona de sellado Mucopren
- 10 ml de Adhesivo Mucopren
- 7 Boquillas mezcladoras diámetro 6.5 mm
- 20 Boquillas mezcladoras diámetro 3.2 mm
- 1 mango mezclador
- 20 pinzetas desechables



# PANASIL<sup>®</sup> INITIAL CONTACT

VISCOSIDAD DEL MATERIAL:

- Ref. 13410 - **Light**
- Ref. 13400 - **X Light**
- Ref. 13430 - **Regular**



Es un material para impresiones de gran viscosidad y reducida dureza final, para permitir una extracción de la cavidad bucal sencilla, incluso en zonas marcadamente socavadas.

**CON POCO TIEMPO DE FRAGUADO, RESULTA IDEAL PARA LA TÉCNICA DE DOBLE MEZCLA.**

**Panasil<sup>®</sup> Initial** contact Light es un material de impresión de precisión, curado por adición de viscosidad baja y con una hidrofilia inicial muy alta. **Panasil<sup>®</sup> initial** contact Light puede combinarse idealmente con los materiales de cubeta **Panasil<sup>®</sup> tray** Soft Heavy, **Monopren<sup>®</sup>** transfer y el clásico **Panasil Putty** Soft en tarro.

### Tiempos de manipulación:

- Tiempo de mezcla 1 min
- Manipulación 1 min
- Manipulación total 2 min
- Permanencia en boca 2 min
- Fraguado total 4 min

### Presentación Comercial:

- 1 cartucho de Panasil Initial Contact x 50 ml.
- 2 cartuchos de Panasil Initial Contact x 50 ml.
- + 3 cánulas mezcladoras



# PANASIL<sup>®</sup> PUTTY SOFT

- Ref. 11120 - 400 ml.
- Ref. 11121 - 900 ml.



### Presentación Comercial (Kit Junior):

- Pote x 900 ml. de pesada
- + caja x 2 cartuchos Panasil Initial C. de 50 ml. c/u
- + 1 cartucho de Futar D x 50 ml.
- + cánulas mezcladoras

Material pesado de adición para la toma de impresión en las diferentes técnicas, su recuperación elástica es del 99% y su composición permite una fácil extracción

### Tiempo de Polimerización:

- Tiempo de mezcla 2 minutos
- Tiempo de permanencia en boca 2: 30 minutos
- Fraguado total 4:30 minutos

### Características y Beneficios:

- Excelentes propiedades elastomérica
- No tiene olor ni sabor
- Ahorro de tiempo
- Fácil extracción de la boca



## ACCESORIOS:



**Pistola Dispensadora**  
• Ref. MG-100 • Ref. MG-400



### Cánulas Mezcladoras

- Ref. MT240 - Azul
- Ref. MT200 - Amarilla
- Ref. MT220 - Verde

**Presentación Comercial:**  
Paquete x 50 unidades



### Puntas Intraorales

- Ref. MT290
- Presentación Comercial:**  
Para siliconas en cartucho liviano.  
Paquete x 100 unidades



## Articuladores y Arcos Faciales

Los articuladores tienen como objetivo reproducir las posiciones **maxilo-mandibulares** estáticas y dinámicas con las siguientes finalidades: Estudio de la oclusión y patología oclusales y planeamiento de la prótesis. Confecciones de prótesis fijas, totales, removibles o aparatos interoclusales (placas).



Amplia  
Visibilidad



Inclinación  
en 45°



Abertura  
en 180°



Placa de  
Montaje Riel

### Articulador A7 PLUS

• Ref. AAR60256

Modelo revolucionario, el A7 Plus es el articulador semi ajustable con la aprobación más alta para los estudiantes en universidades de todo el país. Es ideal para trabajos académicos y profesionales.


**Estructura robusta, diseño que garantiza una gran estabilidad y visibilidad.**




### Arcos Facial Elite

• Ref. AACPO452

El Arco Elite trae un sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el paciente.



## Arcos Faciales



### Arcos Facial Standard

• Ref. 1.12

Es utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador.



# Accesorios



## **Soporte Tenedor:**

A través de su ajuste vertical (altura), el soporte del tenedor es utilizado como un "calce" durante el montaje del modelo superior cuando este es realizado con arco facial. El soporte del tenedor permite mayor estabilidad del registro evitando distorsiones indeseadas.



## **Mesa de Camper**

La mesa de camper es un soporte utilizado para el montaje estandarizado (15°) del modelo superior en el articulador. Posee líneas de referencias medianas, laterales y anteriores para el posicionamiento (alineamiento) del modelo de yeso.



## **Tenedor para desdentado (Conti)**

El tenedor para desdentado es un accesorio del arco facial que posee dos astas regulables para adaptación en el reborde alveolar de desdentados totales (rodete de cera), como también para pacientes dentados con diferentes anchuras de arco dental. Fue idealizado y construido a través de experiencias clínicas realizadas en las universidades de sao paulo - facultad de odontología de Bauru por el Prof. Dr. Conti.



## **Regla Fox**

La regla Fox es utilizada en el ajuste del rodete de cera superior en prótesis totales para determinación de los planos oclusales (camper) y horizontal (Inter pulpar).

Fue idealizado y construido a través de experiencias clínicas realizadas en la universidad de Sao Paulo - Facultad de odontología de Bauru por el Prof. Dr. Conti.



## **Banderola de Broadick**

Utilizada en el análisis y elección del plano Oclusal posterior en los casos de rehabilitación oral.



## **Plataforma Ajustable**

Accesorio que permite el reposicionamiento de los modelos en el articulador (cirugía de modelos) con registro de las medidas y visualización de los resultados de manera rápida, sencilla y segura.



## **Placa de montaje Riel**

Son utilizadas para posibilitar un rápido cambio de modelos en el articulador (sin tornillo) ofrecen practicidad y más agilidad en el trabajo con varios casos al mismo tiempo. El empleo de estas placas elimina la necesidad de romper el modelo de yeso.



## **Placa de montaje (Metálica)**


Modelo tradicional de aluminio con fijación por tornillo.



# Recortadora de Yeso

• Ref. ARCT0790

- 3400 RPM - Voltaje 127 o 220 v.
  - Discos abrasivos convencionales con pantalla central
  - Electroválvula para suministro de agua
  - Grifo de agua para el ajuste manual del flujo de agua
  - Sistema de riego de disco de molienda
  - Sistema de drenaje
  - Sistema de seguridad de puerta abierta
  - Frente de aluminio fundido y caja de acero pintada con sistema electrostático
  - Apertura frontal para facilitar el cambio y la limpieza del disco
- Peso aproximado: 14,5 kg.  
Dimensiones (AxLA) 44.5 cm x 35.0 cm x 36.0 cm



## BioCámara

• Ref. ABCA0297



Con sistema de extracción, la cabina fue exclusivamente diseñada para los odontólogos en trabajos con el micro arenador, propiciando comodidad, eficiencia, seguridad y practicidad en el proceso de arena miento con excelente visibilidad y amplio espacio interno.



• Ref. AMAL 0769

• Ref. AMAL 0770

## BioCase

Maletín Profesional

El estuche **BioCase** está especialmente diseñado para transportar, almacenar y proteger materiales, equipos y accesorios utilizados en áreas dentales y otras áreas de salud. Sin embargo, también son adecuados para profesionales de diversas áreas, como manicuristas, maquilladores, tatuadores, entre otros.

### DIMENSIONES Y PESO:

- Largo: 35 cm
- Ancho: 25 cm
- Alto: 68 cm
- Peso: 7.2 Kg.
- Compartimiento central: 10 Kg.
- Compartimiento superior: 5 Kg.

### SOPORTA:

## Lupa

• Ref. ALUP0421

Lupa para operaciones dentales, práctica y ligera con excelente desempeño visual, la lupa es imprescindible para procedimientos clínicos y de laboratorio. Fabricadas con resma CR-39 los lentes poseen protección contra , las rayos UV y IR, mayor resistencia contra abrasiones y excelente transparencia. Disponible con aumento de 3.5x.



- Remoción de cemento de coronas de metal
- Limpieza interna de inlay-onlay de resina y coronas en cerámica
- Evidenciarían de manera interna para ajuste y asentamiento de contactos interproximales
- Limpieza de piezas fundidas
- Remoción de oxidación



## MicroArenador

• Ref. AMJS0308




# Maquina de Vacio

• Ref. AP070314

## PlastVac P7 & Sheets | Placas P7

LEI Plastvac P7 no requiere ningún tipo especial de instalación, simplemente se conecta a la red eléctrica de la oficina / laboratorio.

Con esferas de vidrio para mayor precisión del modelo.



### Placas o Férrulas

Las placas son fabricadas en aluminio recortado, resistencia de fibra y carbono.

Soporte giratorio que proporciona calentamiento uniforme de la placa con manijas de seguridad para su fácil manipulación, accionamiento del vacío automático, soporte de modelos combinando tipo plato y taza.

**Placas disponibles en diferentes calibres y multiples colores**

## BioStamp

• Ref. ASEL0485

Tiene resistencia blindada, accionamiento a través de palanca con traba y control automático de tiempo, sistema que garantiza el calentamiento uniforme, eficacia en la adherencia y evita la quemadura del papel, está hecha en plástico termosellado.

- Ancho de adherencia 12 mm.
- Extensión de adherencia 300 mm.
- Resistencia Blindada
- Control de potencia
- Guillotina incorporada
- Control de procesos por medio de beat



**Selladora**  
SEGURA Y EFICAZ

Optimize su proceso de esterilización

## SelladoraSmart

• Ref. ASEL0724

Posee la misma tecnología de la 1, con resistencia blindada y control automático de tiempo, sistema que garantiza el calentamiento uniforme, eficacia en la adherencia y evita la quemadura del papel.

**\*Ancho de adherencia válido por la Secretaría de Salud.**

- Diseño innovador
- Resistencia de cartucho
- Anchura de adherencia: 12 mm.
- Extensión de adherencia: 300 mm.
- Guillotina incorporada
- Peso: 3,6 kg.
- Voltajes disponibles: 110 ó 220V.



# ProFace con Lupa

• Ref. APRF0842

El ProFace Bio-Art con Lupa es un instrumento óptico desarrollado para ser utilizado en la ampliación de imágenes con el objetivo de facilitar la visualización y mejorar el desempeño del profesional en procedimientos técnicos, siendo un equipo de protección personal por poseer una visera para proteger los ojos y el rostro del usuario de derrames de saliva, líquidos, aerosoles, polvo y partículas en general. Sus características físicas cumplen con los estándares internacionales de calidad: excelente rendimiento visual, ergonomía, ligereza, practicidad, fácil limpieza y mantenimiento (cambio de viseras).

- Diseño ergonómico y ligero
- Practicidad de uso e higiene
- Fácil mantenimiento para cambiar viseras
- Transparencia excepcional
- Excelente rendimiento visual
- Lentes con alta resistencia a la abrasión
- Opciones de ampliación: 2.5 o 3.5 x.



## Repuestos ProFace

• Ref. SVIS0222



**Visera ProFace:** Acetado transparente ajustable, su objetivo es facilitar la visualización y mejorar el desempeño del profesional.

- Practicidad de uso e higiene
- Fácil mantenimiento en cambio de viseras
- Transparencia excepcional
- Excelente rendimiento visual

Transparencia excepcional

## Libro de Lógica

• Ref. ALIV0798

El libro se presenta en 10 capítulos, muy bien distribuidos y escritos por reconocidos profesionales de la Odontología brasileña. Los capítulos 1, 2, 3 y 4 tratan los principios de oclusión, relación céntrica, soporte posterior, guía anterior y dimensión vertical y su importancia en el contexto de la rehabilitación oral.



## Oxido de Aluminio

90 Micrones

• Ref. AOXA0215

El óxido de aluminio es adecuado para la cocción de la pulpa dental, dando un microefecto en superficies de frentes o partes cementadas, limpieza de soportes, eliminación de cements y oxidación, limpieza de piezas fundidas, desengrasado, ajuste oclusal e incrustación corona.





# PHILIPS ZOOM!



## Descripción del Producto:

- 6 Jeringas duales de 2.4 grs
- 6 Puntas Auto-mezcla
- 2 Placas de látex
- 1 Estuche porta fundas
- Manual de Instrucciones

Fórmula exclusiva y mejorada con la ventaja de poder en 4 elementos:

**ACP** (Fosfato de Calcio Amorfo).  
Flúor y Nitrato de potasio, fosfato de calcio **Peróxido de carbamida**.



16%

Ref. (16%) 881073911020



22%

Ref. (16%) 881073911020

PROTEGE EL ESMALTE

REDUCE LA SENSIBILIDAD

Agente desensibilizante aprobado por la ADA  
(American Dental Association) bajo licencia exclusiva de philips

1

Concentración de fosfato de calcio amorfo es aplicado a los dientes.

3

Menor sensibilidad gracias su formula ACP.

4

La hidroxiapatita reconstruye el esmalte y rellena los defectos de la superficie.

2

ACP entra a los defectos en la superficie y comienza su cristalización.

Whitening

5

ACP genera estabilidad y durabilidad al aclaramiento



Cra 126 N° 70h - 16



+601-613 9556 -



313 3500145



[www.julvipdent.com](http://www.julvipdent.com)

**PHILIPS**  
**ZOOM!**

WhiteSpeed

In-practice whitening

# PHILIPS ZOOM! WhiteSpeed



**Twin Pack Zoom**

Ref. ZME2667



**Rápida, eficaz y segura:**

Aclara hasta 8 tonos en 45 min.

**Tecnología y ciencia:**

Combinación perfecta de Peróxido Hidrogeno a 25% con la avanzada tecnología LED que acelera el proceso de aclaramiento.

**Versatilidad e innovación:**

Garantizar que cada paciente reciba un tratamiento de aclaramiento cómodo y resulte una experiencia positiva.

**NUEVO**  
**Control de**  
**intensidad**



**1 HIGH.**  
**2 MEDIUM**  
**3 LOW**

Lámpara Zoom White Speed

# BIO SEGURIDAD



## AUTOCLAVE VITALE **CD** CLASS **54 L**

Ref. VC054INAZESP

Con su diseño moderno, digital y fácil de manejar las autoclaves sirven para la esterilización a vapor sobre presión, ideal para consultorios odontológicos, clínicas, endodoncia, pediatría, ortodoncia, estética dermatología, oftalmología, despresurización automática y desaireación.

### CARACTERÍSTICAS:

- 6 programas de esterilización
- La cubierta de la cámara acero inoxidable que facilita la limpieza
- 27 sistemas de seguridad, incluyendo llave y cerradura de la puerta, sistema electrónico de cruce de datos y el sistema de control eléctrico de potencia
- 54 litros
- Facilidad de manejo
- Pantalla LCD digital
- Diseño moderno



## AUTOCLAVE AMORA **4** LITROS

Ref. AM04INLIESE



Autoclave para esterilización a vapor a presión. Ideal para salones de manicuras, podólogos, body piercing, tatuadores y esteticistas.

Equipo fabricado dentro de los más rígidos estándares de calidad, con sistema de trazabilidad que cumple la norma NBP ISO 13485. Es necesario realizar el desbloqueo antes del primer uso, garantizando así seguridad y rastreabilidad del producto.

El material con el que está hecho es en plástico termosellado, sirve para quitar los minerales al agua que eventualmente dañan los equipos de bioseguridad, resistencia blindada, ventilador superior, tanque reservorio, un solo botón de encendido y destilación, viene con un filtro adicional de carbono para que sea consumible en lugares donde el agua no es potable.

- Diseño moderno y fácil manejo
- Capacidad 4 litros
- Bajo consumo de Energía
- No necesita instalación hidráulica

## DESTILADOR DE AGUA

Ref. RIM01410



## MODO USOS

Para producir 3.8 litros de agua destilada, este destilador utiliza únicamente 4 litros de agua.

Cuando USTED utiliza agua destilada para el enjuague de sus instrumentos usted aumenta su vida útil.



## MINI INCUBADORA

Ref. MIN4ES

- Monitorea los procesos de esterilización vapor para evitar contaminación cruzada.
- 4 cavidades para incubación de 4 IB simultáneamente.
- Gradúa el voltaje automáticamente
- Voltaje: 90 - 253V ~ monofásica Frecuencia
- 50/60 Hz Potencia: 10 Watts
- Consumo de energía: 10 vatios - hora
- Temperatura máxima: 60 ° C
- Temperatura de trabajo adecuados: 15 ° C a 40 ° C
- Altitud que funciona correctamente: Hasta 2.000 m
- Luz LED
- Sirve con cualquier indicador biológico del mercado



## LAVADORA ULTRASÓNICA

Ref. RIM01408

Lavadora Ultrasónica que aliada al detergente enzimático posibilita la limpieza y desinfección eficiente de los instrumentos clínicos y/o de otras áreas de actuación tales como estética, podología y estudios de tatuaje / Body -piercing.

Actúa principalmente en las áreas de difícil acceso o lugares inaccesibles a las cerdas de los cepillos.

# BIO SEGURIDAD



## LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA ESTÁN AQUÍ



### Autoclaves Vitale Class y Class CD

#### AUTOCLAVE VITALE CLASS

CA  
12 Y 21 LT

Semiautomática Ref. VCA123INAZESE01  
Ref. VCA213INAZESE01

- Secado eficiente con la puerta entreabierta
- Único programa de esterilización
- Diseño moderno
- Automático Bivolt. (127 / 220V)
- Digital y fácil de manejar
- Cubierta de acero inoxidable y cámara fácil de limpiar
- Purga de aire y despresurización automática
- 12 y 21 litros de capacidad

\* Garantía de 1 año

#### AUTOCLAVE VITALE CLASS

CD  
12 Y 21 LT

Automática Ref. VCD123INAZESE01  
Ref. VCD213INAZESE03

- Facilidad de manejo
- Pantalla LCD digital
- Diseño moderno
- 5 programas de esterilización
- Cubierta de acero inoxidable y cámara fácil de limpiar
- 27 sistemas de seguridad, incluyendo llave y cerradura del puerto.
- Sistema electrónico de cruce de datos y sistema de control electrónico de potencia
- 21 y 12 litros de capacidad
- Secado eficiente con la puerta cerrada

#### SOPORTE PARA SOBRES

Ref. RCO00015



- Soporte para sobros, esterilización en autoclaves a vapor
- Facilita el secado, optimiza la capacidad interna de la autoclave
- Esterilización simultánea de 13 sobros en Vitale 12 lt. o 26 sobros en Vitale 21 lt.



#### CUBETAS DE INMERSIÓN

Ref. RCO.0006

- Capacidad 2 litros
- Utilizada para la inmersión del instrumental en detergente enzimático
- Práctica y resistente
- Proporciona al operador más seguridad minimizando el manejo del material contaminado
- Evita la contaminación cruzada



## BOBAS DE VACIO SUPER GAB

# 2

Ref. BVS2BRES



### LA TECNOLOGÍA LLEGÓ A LAS BOMBAS DE VACÍO EN COLOMBIA

Las semisecas con mayor ahorro de agua, más potentes y compactas del mercado.

- Económica: Consume solamente 160 ml de agua por minuto
- Doble voltaje, con llave selectora
- Motor de alto desempeño con máxima eficiencia energética
- Conjunto de vacio de alta resistencia en nylon
- Filtro de residuos en la entrada de succión
- Protección en el eje central del motor
- Dispositivo de agua automático (gotero)
- Cubierta externa en polietileno (PE)
- Instalación externa
- Cubierta externa en polietileno (PE)
- 1 Año de garantía



### BOMBAS DE VACÍO SUPERGAP EVOLUTION

Las semisecas con mayor economía de agua.

PARA PROFESIONALES QUE NECESITAN DE SUCCIÓN Y ALTA POTENCIA:  
Endodoncista, Periodoncista, Implantodoncista y Cirujano.




# Postes X-RO<sup>®</sup> Ilusión

- Nueva tecnología patentada.


## RTD

Our fiber expertise  
is your strength™

**RTD** Es líder mundial en tecnología de postes de fibra de cuarzo de doble conicidad, extra radiopacos, contienen fórmula patentada (ILLUSION) 19 Bio-Compatibles, poseen bajo modelo de elasticidad de 15 gigapascales. Los postes RTD sirven como anclaje interradicular que ayudan a rehabilitar dientes endodónticamente tratados soportando la restauración ajustándose a su tamaño y forma. Poseen **4 tamaños** codificados mediante colores que satisfacen las demandas anatómicas y clínicas con facilidad. Todas estas características excluyen por completo la necesidad de aplicar silano; nuestros postes son **silanizados**.



*Colorea si lo necesitas, pero invisible si no!*




# • D.T. - Light Post®

## X-RO Extra radiopaco

- El diseño de doble conicidad significa una ideal adaptación y preparación conservadora
- El desempeño del poste DT light ha sido comprobado por medio de pruebas clínicas
- Desarrollado en la universidad de Montreal es el primer poste que se adapta al canal, en vez de que el canal se adapte al poste
- Las conicidades y diámetros están derivados de miles de medidas de cientos de dientes tratados endodónticamente

### Presentación comercial:

Blíster x 5, Kit x 20 postes, ¡Trial Kit!.



**Diseño - Anatómico - Comprobado**

# • Macro-lock Post®

- Sus macro hendiduras además de sus características anti rotacionales se unen con el cemento y el material para muñones mejorando la retención superficial
- Mejoramiento de la rugosidad superficial en las áreas "lisas" del poste
- Está la parte más gruesa del poste para darle más resistencia. Juntos eliminan la necesidad de silanización. La forma cónica mejora la adaptación a la anatomía del canal radicular y preserva la dentina

### Presentación comercial:

Blíster x 5, Kit x 20 postes, Trial kit.



Para una primera utilización  
Intro kit con 20 postes + fresas

Repuesto

Sachet con 5  
de un solo tamaño.



Sure-endo

# SURE-Cord<sup>®</sup> plus

Knitted Retraction Cord

CORDÓN DE RETRACCIÓN  
Sure-endo



**Frascos con hoja de acero inoxidable**  
que corta eficientemente el hilo sin  
necesidad de tijeras.



## HILO RETRACTOR

- 1 Composición 100% algodón
- 2 Excelente absorción y retención excepcional
- 3 Retrae los tejidos gingivales de forma vertical y horizontal antes de la toma de impresión dental
- 4 Incluye medidor de longitud para un corte más exacto que evita el desperdicio
- 5 Disponibles en **2 referencias Impregnado y no Impregnado**



## 100% ALGODÓN TRENZADO



Es un hilo de retracción trenzado utilizado en la retracción de los tejidos alrededor del diente para mejorar los resultados de la impresión dental.



Contenido: dispensador con 254 cm (100 pulgadas)

Almacenamiento: Cierre la tapa después de su uso y guárdelo en un lugar seco

### TAMAÑOS:



### Sistema Posicionador de Radiográficas

Ref. FPS-3000



Completo kit para un posicionamiento preciso y perfecto de los 4 tipos de radiografías dentales: anterior, posterior, bitewing (técnica de aleta de mordida) y endodoncia.



#### PRESENTACIÓN COMERCIAL:

- 5 anillos (1 Anterior, 2 Posterior, 1 Bitewing, 1 Endodoncia).
- 5 brazos indicadores (1 Anterior, 2 Posterior, 1 Bitewing, 1 Endodoncia).
- 19 bloques de mordida (4 Anterior, 8 Posterior, 5 Bitewing, 2 endodoncia).

### Negatoscopio

Ref. XV-100



Ultradelgado (0.5"9 Iluminación instantánea con leds. Amplia área de visualización 8.5" x 11". Ideal para RX, panorámica y periapical.



### Bandejas Auxiliares

Ref. US-100

Bandeja auxiliar plástica para colocar en poste de cualquier marca de unidad odontológica, trae un sistema de tornillos Bristol expansible que se adapta al poste de la unidad odontológica. Apto para colocar equipos auxiliares pequeños como cavitron, scaler, base Cámara intraoral, lampara de foto curado.



### Microaplicadores

Ref. M6500-FJVD

Aplicadores en dos tamaños. fino y extrafino Disponible en la caja x 4 tubos x 100 und. c/u





Distribuidor autorizado



# PALFIQUE LX5

## MATERIAL RESTAURATIVO DENTAL A BASE DE RESINA



Restauraciones de lujo. Presentamos la siguiente generación en resinas. **PALFIQUE LX5** provee restauraciones estéticas realistas, gracias a nuestros supra nano rellenos esféricos desarrollados por Tokuyama Dental.



### Curado Rápido

Tiempo de curado aproximado **10 seg**, con luz halógena (> 400 mw / cm2)



### Sobresaliente Pulido

Retención de alto brillo con el tiempo



### Buena radiopacidad

Permitiendo detectar adaptación las restauraciones estéticas y evaluar la interfaz entre diente y restauración



### Tiempo extendido

Tiempo extendido de trabajo – 90 seg, bajo la luz ambiente (10.000 lux)



### Gama de tonos

Disponible en 19 colores de los cuales tenemos en STOCK: A1 | A2 | A3 | A3.5 | B1 | B2 | OA1 | OA2 | OA3 | OPA2 | CE | BW | WE

# Palfique Universal Flow

MATERIAL DE RESTAURACIÓN DENTAL A BASE DE RESINA

**¡Estética excelente!**  
Combinación de colores amplia y natural

**PALFIQUE Universal Flow** es la resina compuesta fluida universal que tiene varias características de excelentes propiedades estéticas, físico-mecánicas y de manejo.

Hace posible en la mayoría de los casos se puedan restaurar con un tono monocromático limitado a través de su excelente efecto de combinación de colores/mezcla de colores.

como se resume a continuación:


**PALFIQUE® Universal Flow** se puede elegir entre los siguientes tres tipos, según el paciente y finalidad de uso: Súper **Bajo, Medio y Alto**.



## Sistema Avanzado de Resina Estética Bulk


### Tecnología clave

#### Relleno de Forma Esférica y Redondar



Relleno redondo y esférico

- Buen Pulido
- Brillo de larga duración



Relleno redondo de Resina

- Alivia el estrés
- Pre polimerizado por el relleno Supra Nano esférico y el monómero.

El relleno con las partículas Supra-Nano esférico y la forma redonda del relleno de la resina utilizados en **PALFIQUE BULK FLOW** proporcionan una difusión uniforme de la luz facilitando la adaptación del color y una combinación perfecta a los dientes vecinos. Además, el relleno esférico y redondo proporcionan un bajo desgaste de la resina a lo largo del tiempo y seguridad para los dientes opuestos.

#### Tecnología RAP

El relleno con las partículas Supra-Nano esférico y la forma redonda del relleno de la resina utilizados en **PALFIQUE BULK FLOW** proporcionan una difusión uniforme de la luz facilitando la adaptación del color y una combinación perfecta a los dientes vecinos. Además, el relleno esférico y redondo proporcionan un bajo desgaste de la resina a lo largo del tiempo y seguridad para los dientes opuestos.

#### Simplificado

**PALFIQUE BULK FLOW** es diferente de la tradicional técnica incremental 2mm y del relleno fluido comercial. Con **PALFIQUE BULK FLOW**, sólo se necesita una capa de hasta 4mm para completar una restauración. Un menor tiempo de curado y la facilidad al pulir hacen que el procedimiento sea más corto y más simple sin sacrificar estética.



# Principales Distribuidores

## Eje Cafetero

### Pereira

**Denta Pluss**  
Tel: 333 1272

**Dentales y Acrílicos**  
Cel: 320 692 6471

**Odento**  
Cel: 322 513 2984

**Dentales Hugo Díaz**  
Tel: 320 7965

**Tú Dental.com**  
Tel: 315 9577

### Ibaqué

**Surfidental**  
Cel: 300 555 3303

**Mis Soluciones Integrales**  
Cel: 300 610 0075

**Dental Club - Arley Torres**  
Cel: 315 304 4811

### Neiva

**Alirio Vargas Martínez**  
Tel: 871 7873 - 316 757 8614

### Manizales

**Dentales y Acrílicos**  
Tel: 885 3672 - 885 4649

**Mundo Dental**  
Tel: 885 6821 - 310 537 4975

**Dental Caldas**  
Tel: 882 8555 - 882 9358

### Armenia

**Equidentales de Colombia**  
Tel: 745 1490 - 315 490 1720

**Red Dental**  
Tel: 737 7813 - 315 829 6468

## Costa Caribe

### Cartagena

**Comercializadora Juan Barrios**  
Cel: 305 453 1940

**Dental Médico del Caribe**  
Cel: 300 318 6165

**Distribuidor Manuel Junco**  
Cel: 305 331 6899

**Elegir Soluciones S.A.S.**  
Cel: 316 303 3145

**SurfiDental de la Costa (Cartagena)**  
Tel: 662 85 54

**SuluDent (Cartagena)**  
Cel: 310 716 2048

### Montería

**Surfidental de la Sabana**  
Cel: 304 370 9724

**Dentales del Sinú**  
Cel: 313 592 9183

**Dental Boutique**  
Cel: 320 539 9603

**Dentales Vilyb S.A.S.**  
Cel: 301 752 5894

### Sincelejo

**MonoDent**  
Cel: 312 246 23 25

**Odonto Sabana**  
Cel: 318 517 6561

### Barranquilla

**Mundo Dental de la Costa S.A.S.**  
Cel: 301 592 0531

**Ortodontales del Caribe S.A.S.**  
Cel: 315 671 2947

**Surfisalud de la Costa S.A.S.**  
Cel: 300 463 1992

**Adental S.A.S.**  
Cel: 312 719 9325

### Santa Marta

**Salud Dental su Deposito C.**  
Cel: 300 821 3318

**Surfidental**  
Cel: 321 574 5945

### Valledupar

**Odontosoluciones de Colombia S.A.S.**  
Cel: 318 553 0404

**EasyDent Tienda Odontológica**  
Cel: 300 486 8084

**Dentales Ines**  
Cel: 310 637 8340

**Dentales Valledupar**  
Cel: 301 215 6169

## Antioquia

### Medellín

**Abc Dental S.A.S.**  
Cel: 321 816 4017

**AlDental S.A.**  
Cel: 314 442 3712

**Almacén ColDental**  
Cel: 300 614 3939

**América Dental LTDA.**  
Cel: 321 773 66 48

**Casa Odontológica & Fabio Sora**  
Cel: 317 677 9098

**Dalaverde S.A.S.**  
Cel: 305 334 1612

**Dentales Antioquia S.A.S.**  
Cel: 314 752 8107

**Dentales HV S.A.S.**  
Cel: 321 578 4786

**Dentales María T**  
Cel: 319 319 3221

**DentalMarket**  
Cel: 310 830 0539

**Ivolab**  
Cel: 315 390 0911

**Inversolumed**  
Cel: 310 849 4640

**Megadentales S.A.S.**  
Cel: 318 206 3440

**Mercadent S.A.S.**  
Cel: 300 393 9771

**Oriente Dental S.A.S.**  
Cel: 321 841 8082

**Representaciones Julio Henao**  
Cel: 315 522 5945

**SierraDent**  
Cel: 316 430 9475

**Dualdental**  
Cel: 312 633 2005

**Dentales Medellín**  
Cel: 318 804 5129

## Zona Occidente

### Cali

**Almacén Impordental S.A.S.**  
Cel: 315 540 0016

**Casa Dental Gabriel Velásquez**  
Tel: 485 3650

**Prodonto U**  
Cel: 311 294 1533

**Dental Store**  
Cel: 317 670 4004

**Unidental**  
Cel: 314 620 1395

**Masdental**  
Cel: 315 548 5454 - 316 513 6420

### Palmira

**Jennifer Andrea Mendoza**  
Cel: 322 522 2627

**Tuluá**  
**Club Dental**  
Cel: 316 619 7958

**Jamundí**  
**Dentales y Dentales**  
Cel: 315 793 4915

**Popayán**  
**Casa Odontológica Importadora C.**  
Cel: 315 793 4915

**Zona Occidente Sur**  
**Pasto**

**Médico Dentales** **Biodental del Sur**  
Cel: 316 468 8168 Cel: 321 253 8579

## Zona Oriente

### Santander

**La Muela**  
Tel: 634 0022

**Ultraestetica Dental**  
Tel: 583 2082

**Asedis Ltda**  
Tel: 657 7879

**Home Dental Intl**  
Tel: 691 2599

**Proclinica S.A.S.**  
Tel: 690 9015

**Jaime Rey**  
Tel: 632 4729

**Drosan Líneas Especializadas**  
Tel: 698 4688

**Vértice Aliados en Distribución**  
Tel: 694 3972

## Zona Centro

### Bogotá D.C.

**Odontomanía**  
Cel: 311 232 7118

**N. S Dental**  
Cel: 321 312 7800

**Dental Sosa Hermanos**  
Cel: 311 294 1533

**Distribuidora Premier**  
Cel: 310 673 3800

**Dental Stardent**  
Cel: 314 219 5922

**Dental Moredent**  
Cel: 315 89565 95

**Almacén Dental Dentis**  
Cel: 314 288 1466

**Dentales Padilla**  
Cel: 312 449 9755

**Dental Palermo**  
Cel: 310 566 3587

**Almacén Recordental**  
Cel: 304 635 4686

**Dental Multifident**  
Cel: 315 296 7381

**Coati**  
Cel: 311 481 0133

**Dental 7 De Agosto**  
Cel: 317 638 7268

**Dental De La 75**  
Cel: 321 202 4827

**Dental Store**  
Cel: 312 527 9434

**Dental Cesar Zapata**  
Cel: 310 629 9973

**Dental Santy Dent**  
Cel: 321 359 0088

**Drisdental**  
Cel: 315 785 8940

**Pipe Dental**  
Cel: 312 304 6352

**Dental 83**  
Cel: 316 827 5735

**Dental Restrepo**  
Cel: 313 241 3903

**Dental Bucaros**  
Cel: 300 287 6128

**Macrodent**  
Cel: 316 227 8688

**Dental Florecita**  
Cel: 320 846 0612

### Chía

**Cg Dental Soluciones**  
Cel: 314 445 3631

**Villavicencio.**  
**Pronto Dental**  
Cel: 300 268 6074

**Dentimersk**  
Cel: 321 428 6540

**Hiperdent**  
Cel: 301 391 4376

**Duitama.**  
**ArDent**  
Cel: 312 393 7221